

Contrôle Interne de Biochimie - Calculs Individuels

AC06

Juin 2015

Cobas CCE P1

Analyte	Votre codage			Vos résultats mensuels				Justesse				Fidélité intermédiaire			
	Tech	App	Tri	N	Min - Max	Moyenne	CV	Pairs	Cible	Ecart %	Appréciation	Appréciation	CV pairs	rCV	
ALAT (TGP) (U/L 37°C)	N4	DQP	IF	35	166- 175	170,6	1,4 %	Initial	108	177,3	-3,8	Très Bon	Très Bon	2,4 %	0,6
								Cumulé	10	172,5	-1,1	Très Bon		1,7 %	0,8
								Mensuel							
ASAT (TGO) (U/L 37°C)	N4	DQP	IF	30	226- 239	231,6	1,2 %	Initial	107	231,1	0,2	Très Bon	Très Bon	2,6 %	0,5
								Cumulé	10	232,7	-0,5	Très Bon		1,3 %	0,9
								Mensuel							
Bicarbonates (mmol/L)	IZ	DQP	XX	53	17,2- 21,9	19,47	5,1 %	Initial	388	23,26	-16,3	A contrôler	Bon	5,1 %	1,0
								Cumulé	38	20,35	-4,3	Très Bon		5,4 %	0,9
								Mensuel							
Calcium (mmol/L)	BZ	DQP	XX	44	3,08- 3,32	3,177	1,4 %	Initial	340	3,173	0,1	Très Bon	Bon	1,8 %	0,8
								Cumulé	30	3,176	0,0	Très Bon		1,3 %	1,1
								Mensuel							
Chlorures (mmol/L)	PR	DQP	XX	38	111- 115	112,6	0,9 %	Initial	395	112,3	0,3	Très Bon	Bon	1,5 %	0,6
								Cumulé	50	112,5	0,1	Très Bon		1,2 %	0,8
								Mensuel	2	113,1	-0,4	Très Bon		0,9 %	1,0
Cholestérol (mmol/L)	E4	DQP	XX	32	6,03- 6,71	6,317	2,7 %	Initial	354	6,295	0,3	Très Bon	Bon	2,2 %	1,2
								Cumulé	46	6,306	0,2	Très Bon		1,8 %	1,5
								Mensuel	2	6,275	0,7	Très Bon		2,3 %	1,2
CK (U/L 37°C)	L4	DQP	IF	29	471- 508	493,6	1,4 %	Initial	382	487,8	1,2	Très Bon	Très Bon	3,5 %	0,4
								Cumulé	36	486,2	1,5	Très Bon		2,3 %	0,6
								Mensuel							
Créatinine (µmol/L)	YZ	DQP	MC	53	698- 758	729,2	2,2 %	Initial	168	720,4	1,2	Très Bon	Bon	2,3 %	1,0
								Cumulé	23	719,8	1,3	Très Bon		1,5 %	1,5
								Mensuel							
GGT (U/L 37°C)	CZ	DQP	XX	30	159- 169	163,4	1,5 %	Initial	152	161,6	1,1	Très Bon	Très Bon	1,8 %	0,8
								Cumulé	15	162,2	0,7	Très Bon		1,5 %	1,0
								Mensuel							
Glucose (mmol/L)	2B	DQP	XX	36	14,7- 15,8	15,23	1,8 %	Initial	413	15,18	0,3	Très Bon	A contrôler	2,2 %	0,8
								Cumulé	53	15,00	1,5	Très Bon		2,7 %	0,7
								Mensuel	2	14,81	2,8	Très Bon		1,2 %	1,5
HDL-Cholestérol (mmol/L)	VZ	DQP	XX	32	1,89- 2,01	1,951	1,5 %	Initial	322	1,934	0,9	Très Bon	Très Bon	2,8 %	0,5
								Cumulé	30	1,892	3,1	Très Bon		1,8 %	0,8
								Mensuel							

Justesse : Votre moyenne mensuelle est comparée à trois cibles différentes :
Initial : cibles fournies en début d'utilisation du contrôle, obtenues par passage dans un EEQ
Cumulé : cibles recalculées d'après les moyennes mensuelles de CIQ envoyées par les participants (les moyennes mensuelles résultant de moins de 5 dosages ne sont pas prises en compte).
Mensuel : idem cumulé, mais seuls les résultats du mois concerné sont utilisés pour calculer les cibles (résultats en italique si le nombre de pairs est < 5 : à interpréter avec précaution)
La justesse est évaluée en comparant le biais entre votre moyenne et la moyenne du groupe de pairs, par rapport aux normes Valtec ou Ricos, ou adaptées par ProBioQual en fonction de l'état de l'art et des exigences cliniques

Fidélité intermédiaire : Comparaison de votre CV aux normes Valtec, ou établies par ProBioQual ; rCV : rapport entre votre CV et le CV du groupe de pairs (ce CV est calculé sur les données initiales, cumulées et du mois)
Eff Insuffisant : si votre nombre de résultats est < 5, aucune appréciation n'est donnée, entre 5 et 9 seule l'exactitude est appréciée
Non mémorisé : code technique erroné ou nombre d'utilisateurs insuffisant pour calculer une cible, seule la précision est appréciée