


HEPARINE BPM (U/mL)

Plasma : **HEP09**

R03/09/HEM



< 0,178 0,277 0,376 0,475 0,574 0,672 0,771 0,870 0,969 1,068 1,167 1,266 1,365

Contrôle de Qualité en Hémostase

R03/09/HEM


Cibles et Limites Acceptables du plasma HEP09

HEPARINE BPM (U/mL) Limites acceptables à ± 18 % (Valtec/PBQ)	CODES S.F.B.C.		RESULTATS				
	Un.	Technique	App.	n	N	Cible	Lim. accept.
TOUTES TECHNIQUES	U			217	1085	0,767	0,62 - 0,91
ACTIVITE anti Xa colorimétrique	U	C		216	1080	0,767	0,62 - 0,91
-- STAGO Rotachrom, STA Rotachrom	U	CB		155	775	0,745	0,61 - 0,88
STAGO Rotachrom / STA	U	CB	LB	140	700	0,744	0,61 - 0,88
-- BIOPEP héparine	U	CP		17	85	0,771	0,63 - 0,91
BIOPEP héparine / STA	U	CP	LB	5	25	0,746	
BIOPEP héparine / Sysmex	U	CP	GE	8	40	0,789	0,64 - 0,94
-- IL Coamatic héparine	U	CJ		15	75	0,887	0,72 - 1,05
IL Coamatic héparine / ACL	U	CJ	KA	10	50	0,884	0,72 - 1,05
IL Coamatic héparine / ACL TOP	U	CJ	KC	6	30	0,873	0,71 - 1,03
-- BIOGENIC Biophen héparine	U	CL		23	115	0,953	0,78 - 1,13
BIOGENIC Biophen héparine / STA	U	CL	LB	11	55	0,930	0,76 - 1,10
BIOGENIC Biophen héparine / BCS	U	CL	GC	6	30	0,920	0,75 - 1,09
-- IVAGEN Chromopep héparine	U	CN		9	45	0,677	0,55 - 0,80
IVAGEN Chromopep héparine / STA	U	CN	LB	6	30	0,700	0,57 - 0,83

HEPARINE STD (U/mL)

Plasma : **HEP09**

R03/09/HEM



< 0,086 0,143 0,200 0,257 0,314 0,371 0,428 0,485 0,542 0,599 0,656 0,713 0,770

Contrôle de Qualité en Hémostase

R03/09/HEM

Cibles et Limites Acceptables du plasma HEP09

HEPARINE STD (U/mL) Limites acceptables à ± 20 % (Valtec/PBQ)	CODES S.F.B.C.		RESULTATS				
	Un.	Technique	App.	n	N	Cible	Lim. accept.
TOUTES TECHNIQUES	U			192	960	0,433	0,34 - 0,52
ACTIVITE anti Xa colorimétrique	U	C		191	955	0,433	0,34 - 0,52
-- STAGO Rotachrom, STA Rotachrom	U	CB		132	660	0,457	0,36 - 0,55
STAGO Rotachrom / STA	U	CB	LB	121	605	0,457	0,36 - 0,55
STAGO Rotachrom / ACL TOP	U	CB	KC	4	20	0,443	0,35 - 0,54
-- BIOPEP héparine	U	CP		13	65	0,325	0,26 - 0,39
BIOPEP héparine / STA	U	CP	LB	4	20	0,318	
BIOPEP héparine / Sysmex	U	CP	GE	6	30	0,307	0,24 - 0,37
-- IL Coamatic héparine	U	CJ		15	75	0,396	0,31 - 0,48
IL Coamatic héparine / ACL	U	CJ	KA	8	40	0,393	0,31 - 0,48
IL Coamatic héparine / ACL TOP	U	CJ	KC	6	30	0,387	0,30 - 0,47
-- BIOGENIC Biophen héparine	U	CL		22	110	0,363	0,29 - 0,44
BIOGENIC Biophen héparine / STA	U	CL	LB	11	55	0,362	0,28 - 0,44
BIOGENIC Biophen héparine / BCS	U	CL	GC	6	30	0,355	0,28 - 0,43
-- IVAGEN Chromopep héparine	U	CN		10	50	0,311	0,24 - 0,38
IVAGEN Chromopep héparine / STA	U	CN	LB	6	30	0,305	0,24 - 0,37